

CADERA

ARWEN

Revisión no cementada



Patología que resuelven

La prótesis ARWEN está especialmente diseñada para revisiones de cadera en casos de pérdida ósea significativa. Su diseño permite conservar el hueso femoral proximal y garantiza una fijación distal eficaz sin necesidad de cementación. Gracias a su estructura cónica y ranurada, proporciona una excelente estabilidad axial y rotacional.



Características técnicas

Diseño modular: Incluye 7 medidas de cabezales de fijación proximal y 16 medidas de vástagos estriados cónicos micro porosos para una fijación distal personalizada.

Fijación distal con bisel anterior: Utiliza un eje cónico para asegurar la fijación total distal en el fémur.

Estabilidad rotacional: La estructura del fémur proximal distal calza en el canal medular, mientras que la transferencia axial y la curvatura ejercen presión dentro del hueso, garantizando estabilidad rotacional.

Versatilidad en medidas: Las múltiples opciones de medidas permiten el lineamiento metafisario, fijación y apoyo proximal adecuados para cada caso.



Compatibilidad

Compatible con todos los componentes acetabulares disponibles.



Materiales

- **Tallo distal:** Aleación de titanio.
- **Cabezal:** Aleación de titanio.

Cabezal proximal de revisión	<div>1#</div> <div>2#</div> <div>3#</div> <div>4#</div> <div>5#</div> <div>6#</div> <div>7#</div>						
	14/165	15/165	16/165	17/165	18/165	19/165	20/165
Vástago femoral distal de revisión	14/225	15/225	16/225	17/225	18/225	19/225	20/225

Vástago Proximal



Vástago Distal

