

ENDOPRÓTESIS

Diseñadas para patologías tumorales donde se precisa de resecciones óseas, fracturas trocantéricas o revisiones de prótesis primarias.

ENDOPRÓTESIS TIBIA PROXIMAL



Patología que resuelven

Utilizada para resecciones óseas de tibia proximal, cuenta con conservación de fémur distal, que ya incorpora un vástago, y ofrece varias opciones en tipos de resecciones. Puede ser utilizada tanto en pacientes oncológicos, como en aquellos con fracturas complejas, infecciones o disminución ósea.



Características técnicas

Implantes: Compatibles entre ellos, logrando una resección total femoral y proximal tibial.

Fijación: Por impacto a cono morse proporcionando una conexión firme y segura entre los componentes, teniendo posibilidad de revisar un segmento de la prótesis sin necesidad de su reemplazo total nuevamente.

Tipos de combinaciones: Permite una resección tumoral de la zona elegida, sin necesidad de ser totalmente tumoral. Se diferencia por tener la opción de realizar cortes de revisión en la zona no dañada.

Centralizador distal: Presentes en tallos universales y base tibiales para asegurar una fijación estable.

Cono Morse: Proporciona una conexión firme y segura entre los componentes.



Compatibilidad

Compatible con todos los componentes acetabulares disponibles.



Materiales

- Femoral metálico con vástago
- Tibial metálico tumoral
- Tibial plástico
- Tubos de extensión
- Tallos universales