

ESPACIADORES

RODILLA Y CADERA

Espaciadores de Cemento con
Antibiótico



Patología que resuelven

Indicados para el tratamiento de infecciones en reemplazos articulares, estos espaciadores preservan el espacio articular y previenen la retracción del tejido blando circundante, proporcionando una solución temporal mientras se maneja la infección.



Características técnicas

Cemento con antibiótico: Formulado con gentamicina y vancomicina, prensado neumáticamente para mayor resistencia y durabilidad.

Liberación gradual: El diseño permite la liberación controlada del antibiótico en concentraciones efectivas para combatir infecciones en el área afectada.



Materiales

Alma metálica: Acero, para proporcionar soporte estructural.

Cobertura: Cemento con antibiótico (ATB), formulado para liberación efectiva de medicamentos.



Compatibilidad

Adecuados para uso en reemplazos articulares de rodilla y cadera como solución temporal para el tratamiento de infecciones.

Espaciador de Rodilla

58 mm

65 mm

72 mm

Espaciador de Cadera de revisión

Medidas

40 c x 230 mm

48 c x 230 mm

56 c x 230 mm

Espaciador de Cadera

Charnley

40 c

48 c


56 c

Muller

48 m

56 m

Femoral



Cadera Charnley



Tibial

