

PRESSPOLY[®]
MH·CH

MULTI
CLUSTER | **HOLE**




FICO
ALEMANA[®]

Primer cotilo en Latinoamérica fabricado en serie por **tecnología aditiva**


CUPULA MULTIHOLE CLUSTERHOLE

Ti TRABECULAR GR5




LINER XL VIT E

PARED POSTERIOR ELEVADO 10°



SÓLIDO TRABECULAR

Presspoly Multihole - Clusterhole combina volúmenes sólidos de fijación con estructuras porosas otorgando varias cualidades particulares:



TECNOLOGIA EBM® de fabricación aditiva


Producido en serie con la misma tecnología de impresión directa para implantes 3D en titanio biocompatible

BENEFICIOS

- | | |
|---|---|
| ✓ REDUCCIÓN DEL PESO DEL IMPLANTE | ✓ MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POR VIDA |
| ✓ RÁPIDA INTEGRACIÓN A LA ESTRUCTURA ÓSEA | ✓ PRESIÓN DIMENSIONAL |
| ✓ ÓPTIMO AJUSTE ANATÓMICO | ✓ RESISTENCIA MECÁNICA |

PPE

PARED
POSTERIOR
ELEVADA



ORIENTACIÓN DE PARED POSTERIOR ELEVADA
CADA 30° ENTRE LINER - CÚPULA



PRESSPOLY MULTIHOLE

Código de Pieza	Descripción
03CAPPYCMH0003	CUP PRESSPOLY MH Ø48
03CAPPYCMH0004	CUP PRESSPOLY MH Ø50
03CAPPYCMH0005	CUP PRESSPOLY MH Ø52
03CAPPYCMH0006	CUP PRESSPOLY MH Ø54
03CAPPYCMH0007	CUP PRESSPOLY MH Ø56
03CAPPYCMH0008	CUP PRESSPOLY MH Ø58
03CAPPYCMH0009	CUP PRESSPOLY MH Ø60
03CAPPYCMH0010	CUP PRESSPOLY MH Ø62
03CAPPYCMH0011	CUP PRESSPOLY MH Ø64
03CAPPYCMH0012	CUP PRESSPOLY MH Ø66
03CAPPYCMH0013	CUP PRESSPOLY MH Ø68

PRESSPOLY CLUSTERHOLE

Código de Pieza	Descripción
03CAPPYCCH0003	CUP PRESSPOLY CH Ø48
03CAPPYCCH0004	CUP PRESSPOLY CH Ø50
03CAPPYCCH0005	CUP PRESSPOLY CH Ø52
03CAPPYCCH0006	CUP PRESSPOLY CH Ø54
03CAPPYCCH0007	CUP PRESSPOLY CH Ø56
03CAPPYCCH0008	CUP PRESSPOLY CH Ø58
03CAPPYCCH0009	CUP PRESSPOLY CH Ø60
03CAPPYCCH0010	CUP PRESSPOLY CH Ø62
03CAPPYCCH0011	CUP PRESSPOLY CH Ø64
03CAPPYCCH0012	CUP PRESSPOLY CH Ø66
03CAPPYCCH0013	CUP PRESSPOLY CH Ø68

LINERS PRESSPOLY MH CH

Código de Pieza	Descripción
03CAPPYLIN0002	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 48-50 - Ø28
03CAPPYLIN0003	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 52-54 - Ø28
03CAPPYLIN0004	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 56-58 - Ø28
03CAPPYLIN0005	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 60-62 - Ø28
03CAPPYLIN0006	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 64-66 - Ø28
03CAPPYLIN0007	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 68-70 - Ø28
03CAPPYLIN0010	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 52-54 - Ø32
03CAPPYLIN0011	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 56-58 - Ø32
03CAPPYLIN0012	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 60-62 - Ø32
03CAPPYLIN0013	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 64-66 - Ø32
03CAPPYLIN0014	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 68-70 - Ø32
03CAPPYLIN0016	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 56-58 - Ø36
03CAPPYLIN0017	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 60-62 - Ø36
03CAPPYLIN0018	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 64-66 - Ø36
03CAPPYLIN0019	LINER PPY MH-CH XLVE PPL 68-70 - Ø36


INSTRUMENTAL PRESSPOLY MULTI HOLE - CLUSTERHOLE

Código de Pieza

03INCADPLA0094
03INCADPLA0095
03INCADPLA0096
03INCADPLA0097
03INCADPLA0068
03INCADPPY0015
03INCADPPY0063
03INCADPPY0064
03INCADPPY0065
03CAPMHINS0005
03CAPMHINS0006
03CAPMHINS0007
03CAPMHINS0008
03CAPMHINS0009
03CAPMHINS0010
03CAPMHINS0011
03CAPMHINS0012
03CAPMHINS0013
03CAPMHINS0014
03CAPMHINS0015
03CAPMHINS0016
03CAPMHINS0017
03CAPMHINS0018
03CAPMHINS0019
03CAPMHINS0020

Descripción

FRESA CANASTILLA Ø62
FRESA CANASTILLA Ø64
FRESA CANASTILLA Ø66
FRESA CANASTILLA Ø68
MANGO MOTOR FRESAS CANASTILLAS
CARTABON Ø62
CARTABON Ø64
CARTABON Ø66
CARTABON Ø68
COLOCADOR IMPACTOR CUPULA MH-CH
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 48-50 - Ø28
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 52-54 - Ø28
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 56-58 - Ø28
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 60-62 - Ø28
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 64-66 - Ø28
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 68-70 - Ø28
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 52-54 - Ø32
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 56-58 - Ø32
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 60-62 - Ø32
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 64-66 - Ø32
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 68-70 - Ø32
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 56-58 - Ø36
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 60-62 - Ø36
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 64-66 - Ø36
LINER PPY MH-CH TRIAL PPL 68-70 - Ø36



Tel. +54 11 5777 1111

Stephenson 3048 | CP B1667AK | Pdo. Malvinas Argentinas

Prov. de Buenos Aires, Argentina

REV_01

www.implantesfico.com



Norma IRAM-ISO 13485:2005 / IRAM-ISO 9001:2008
Sistema de Gestión de Calidad en Productos Médicos

